

NanoIntegris 半导体性单壁碳纳米管 +电介质墨水

中文名称: NanoIntegris 半导体性单壁碳纳米管+电介质墨水

英文名称: IsoSol-S100 Pure Semiconducting SWNT+Dielectric ink

货 号: ML1432

CAS 号: 7440-44-0

包 装: 1 套

保质期: 6 月阴凉处干燥保存

性 质

IsoSol-S100 Pure Semiconducting SWNT

参 数

粘 度: 18- 22 cps

表面张力: 25 -30 mN/m

溶 剂: 有机溶剂

保质期: 6 个月

Dielectric ink

参 数

粘 度: 8 - 9 cps

表面张力: 24 -25 mN/m



溶 剂： 有机溶剂

保质期： 6 个月

应 用： NA

