

# 导电炭黑

中文名称： 导电炭黑

英文名称： Conductive carbon black

货 号： ML1438

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 500 g

保质期： 1年常温干燥密封避光

性 质

形 态： 黑色粉末

参 数

粒 径： 30-45 nm

比表面积： 120-130 m<sup>2</sup>/g

压实密度： 280-300 g/L

**应用：** 导电碳黑具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，用于不同的导电或抗静电制品，如抗静电或导电橡胶、塑料制品、电缆料；还可以做干电池的原材料。