

## ZSM-35

中文名称: ZSM-35

英文名称: ZSM-35

货号: ML1451

CAS号: 1318-02-1

包装: 20g / 50g / 100g / 1kg

保质期: 1年常温干燥避光

性质

参数

Pore Diameter: 0.5-0.6 nm

SiO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: ~20

SSA:~300m<sup>2</sup>/g

Na<sub>2</sub>O(wt%):<0.1

应用: NA