

## ZSM-23

中文名称: ZSM-23

英文名称: ZSM-23

货号: ML1453

包装: 1g

参数

长度: 100-250 nm

保质期: 1年常温干燥避光

性质

长度: 100-250 nm

直径: 40-50 nm

**应用：** ZSM-23 的孔道尺寸稍小，由于其独特的孔道结构，在催化反应中有很好的选择性。由于其较强的表面酸特性，所以在丁烯异构化反应及催化裂化反应中表现出很高的催化活性与选择性。

**其他信息：** 常温干燥避光保存，保存时间为 1 年