

## 兔抗 ANKRD26 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ANKRD26 多克隆抗体

英文名称： Anti-ANKRD26 rabbit polyclonal antibody

别名： THC2; bA145E8.1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ANKRD26

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a protein containing N-terminal ankyrin repeats which function in protein-protein interactions. Mutations in this gene are associated with autosomal dominant thrombocytopenia-2. Pseudogenes of this gene are found on chromosome 7, 10, 13 and 16. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	ANKRD26
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human ANKRD26
<b>Full name:</b>	ankyrin repeat domain 26

<b>Synonyms :</b>	THC2; bA145E8.1
<b>SwissProt:</b>	A1L497
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-5000
<b>IHC positive control:</b>	Human cervical cancer and Human thyroid cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

