

兔抗 CLCC1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CLCC1 多克隆抗体

英文名称： Anti-CLCC1 rabbit polyclonal antibody

别名： MCLC

抗原： CLCC1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

| | |
|---------------------------------|---|
| Background: | Seems to act as a chloride ion channel By similarity. |
| Applications: | WB, IF |
| Name of antibody: | CLCC1 |
| Immunogen: | Synthesized peptide derived from internal of human CLCC1. |
| Full name: | chloride channel CLIC-like 1 |
| Synonyms : | MCLC |
| SwissProt: | Q96S66 |
| WB Predicted band size: | 62 kDa |
| WB Positive control: | COLO cells and HepG2 cells lysates |
| WB Recommended dilution: | 500-3000 |
| IF positive control: | A549 cells |

IF Recommend dilution: 100-500



