

兔抗 COA6 多克隆抗体

中文名称：兔抗 COA6 多克隆抗体

英文名称： Anti-COA6 rabbit polyclonal antibody

别名： C4H1orf31

相关类别： 一抗

抗原： COA6

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Major protein in sweat, has surfactant properties By similarity.
Applications:	IHC, IF
Name of antibody:	COA6
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human LATH.
Full name:	Cytochrome c oxidase assembly factor 6 homolog
Synonyms :	C4H1orf31
SwissProt:	Q5JTJ3
IHC positive control:	Human breast carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
IF positive control:	Hela cells

IF Recommend dilution: 100-500



