

兔抗 COL4A5 多克隆抗体

中文名称：兔抗 COL4A5 多克隆抗体

英文名称： Anti-COL4A5 rabbit polyclonal antibody

别名： CCNP

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： COL4A5

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Type IV collagen is the major structural component of glomerular basement membranes (GBM), forming a 'chicken-wire' meshwork together with laminins, proteoglycans and entactin/nidogen.
Applications:	IHC, IF
Name of antibody:	COL4A5
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human Collagen IV α 5.
Full name:	cyclin N-terminal domain containing 2
Synonyms :	CCNP
SwissProt:	P29400

IHC positive control:	Human colon carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
IF positive control:	Hela cells
IF Recommend dilution:	100-500



