

兔抗 CEP95 多克隆抗体

中文名称：兔抗 CEP95 多克隆抗体

英文名称： Anti-CEP95 rabbit polyclonal antibody

别名： CCDC45

抗原： CEP95

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	The function of this gene remains unknown.
Applications:	WB
Name of antibody:	CEP95
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human CCDC 45.
Full name:	centrosomal protein 95kDa
Synonyms:	CCDC45
SwissProt:	Q96GE4
WB Predicted band size:	95 kDa
WB Positive control:	Huvec cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

