

兔抗 ELAVL24 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ELAVL2/4 多克隆抗体

英文名称： Anti-ELAVL2/4 rabbit polyclonal antibody

别名： HUB; HELN1; HEL-N1/HUD; PNEM

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： ELAVL2/4

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Binds RNA. Seems to recognize a GAAA motif. Can bind to its own 3'-UTR, the FOS 3'-UTR and the ID 3'-UTR.
Applications:	WB, IF
Name of antibody:	ELAVL2/4
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ELAV 2/4.
Full name:	ELAV like neuron-specific RNA binding protein 2
Synonyms :	HUB; HELN1; HEL-N1/HUD; PNEM
SwissProt:	Q12926/P26378
WB Predicted band size:	40/42 kDa
WB Positive control:	Huvec cells and Jurkat cells lysates

WB Recommended dilution:	500-3000
IF positive control:	HepG2 cells
IF Recommend dilution:	100-500



