

兔抗 ELOVL3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ELOVL3 多克隆抗体

英文名称： Anti-ELOVL3 rabbit polyclonal antibody

别名： CIG30; CIG-30

抗原： ELOVL3

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	This gene encodes a protein that belongs to the GNS1/SUR4 family. Members of this family play a role in elongation of long chain fatty acids to provide precursors for synthesis of sphingolipids and ceramides.
Applications:	IHC
Name of antibody:	ELOVL3
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ELOVL3.
Full name:	ELOVL fatty acid elongase 3
Synonyms :	CIG30; CIG-30
SwissProt:	Q9HB03
IHC positive control:	Human placenta tissue

IHC Recommend dilution: 50-100

