

兔抗 ENKD1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ENKD1 多克隆抗体

英文名称： Anti-ENKD1 rabbit polyclonal antibody

别名： enkurin domain containing 1; C16orf48; DAKV6410

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ENKD1

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The exact function of ENKD1 remains unknown.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	ENKD1
Immunogen:	Fusion protein of human ENKD1
Full name:	enkurin domain containing 1
Synonyms:	C16orf48; DAKV6410
SwissProt:	Q9H0I2
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human thyroid cancer
IHC Recommend dilution:	50-200
WB Predicted band size:	39 kDa

WB Positive control:	Human cerebrum tissue, Human cerebella tissue, Mouse brain tissue lysates
WB Recommended dilution:	500-2000



