

兔抗 ENPP5 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ENPP5 多克隆抗体

英文名称： Anti-ENPP5 rabbit polyclonal antibody

储 存： 冷冻（-20℃）

抗 原： ENPP5

宿 主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	ENPP5 is a single-pass membrane protein that belongs to the nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family. It may play a role in neuronal cell communication, and it lacks nucleotide pyrophosphatase and lysopholipase D activity.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	ENPP5
Immunogen:	Fusion protein of human ENPP5
Full name:	ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative)
Synonyms :	NPP-5
SwissProt:	Q9UJA9
ELISA Recommended dilution:	2000-5000

IHC positive control:	Human liver cancer and human tonsil
IHC Recommend dilution:	50-200

