

## 兔抗 EPN3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 EPN3 多克隆抗体

英文名称： Anti-EPN3 rabbit polyclonal antibody

抗 原： EPN3

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Belongs to the epsin family. 2 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing.
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	EPN3
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human EPN3.
<b>Full name:</b>	epsin 3
<b>Synonyms :</b>	0
<b>SwissProt:</b>	Q9H201
<b>IHC positive control:</b>	Human colon carcinoma tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100
<b>WB Predicted band size:</b>	68 kDa
<b>WB Positive control:</b>	K562 cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000



