

SOCS5 抗原（重组蛋白）

中文名称： SOCS5 抗原（重组蛋白）

英文名称： SOCS5 Antigen (Recombinant Protein)

别名： CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human SOCS5

技术规格

Full name:	suppressor of cytokine signaling 5
Synonyms:	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5
Swissprot:	O75159
Gene Accession:	BC032862
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene contains a SH2 domain and a SOCS BOX domain. The protein thus belongs to the suppressor of cytokine signaling (SOCS) family, also known as a STAT-induced STAT inhibitor (SSI) protein family. SOCS family members are known to be cytokine-inducible negative regulators of cytokine signaling. The specific function of this protein has not yet been determined. Two alternatively splic

ed transcript variants encoding an identical protein have been reported.