

## 兔抗 ESCO1 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ESCO1 多克隆抗体

英文名称： Anti-ESCO1 rabbit polyclonal antibody

别名： CTF; ECO1; EFO1; ESO1; A930014I12Rik

相关类别： 一抗

抗原： ESCO1

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	ESCO1 belongs to a conserved family of acetyltransferases involved in sister chromatid cohesion (Hou and Zhou, 2005 [PubMed 15958495]).
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	ESCO1
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human ESCO1
<b>Full name:</b>	establishment of sister chromatid cohesion N-acetyltransferase 1
<b>Synonyms:</b>	CTF; ECO1; EFO1; ESO1; A930014I12Rik
<b>SwissProt:</b>	Q5FWF5
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human gastric cancer;

IHC Recommend dilution:

20-100

