

SYK 抗原（重组蛋白）

中文名称： SYK 抗原（重组蛋白）

英文名称： SYK Antigen (Recombinant Protein)

别 名： p72-Syk

储 存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human SYK

技术规格

Full name:	Spleen tyrosine kinase
Synonyms:	p72-Syk
Swissprot:	P43405
Gene Accession:	BC011399
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of the family of non-receptor type Tyr protein kinases. This protein is widely expressed in hematopoietic cells and is involved in coupling activated immunoreceptors to downstream signaling events that mediate diverse cellular responses, including proliferation, differentiation, and phagocytosis. It is thought to be a modulator of epithelial cell growth and a potential tumour suppressor in human breast cancer.

rcinomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.