

TSEN15 抗原（重组蛋白）

中文名称： TSEN15 抗原（重组蛋白）

英文名称： TSEN15 Antigen (Recombinant Protein)

别名： sen15; C1orf19

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Full length fusion protein

技术规格

Full name:	tRNA splicing endonuclease subunit 15
Synonyms:	sen15; C1orf19
Swissprot:	Q8WW01
Gene Accession:	BC022030
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a subunit of the tRNA splicing endonuclease, which catalyzes the removal of introns from tRNA precursors. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There is a pseudogene of this gene on chromosome 17.