

## 兔抗 TP53B P1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TP53BP1 多克隆抗体

英文名称： Anti-TP53BP1 rabbit polyclonal antibody

别名： p202; 53BP1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： TP53BP1

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Plays a key role in the response to DNA damage. May have a role in checkpoint signaling during mitosis. Enhances TP53-mediated transcriptional activation.
<b>Applications:</b>	IHC
<b>Name of antibody:</b>	TP53BP1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from Internal of human 53BP1.
<b>Full name:</b>	tumor protein p53 binding protein 1
<b>Synonyms :</b>	p202; 53BP1
<b>SwissProt:</b>	Q12888
<b>IHC positive control:</b>	Human brain tissue

IHC Recommend dilution: 50-100

