

## 小鼠抗 UBAC1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 UBAC1 单克隆抗体

英文名称： Anti-UBAC1 mouse monoclonal antibody

别名： UBA domain containing 1; KPC2; GBDR1; UBADC1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： UBAC1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Non-catalytic subunit of the KPC complex that acts as E3 ubiquitin-protein ligase. Required for poly-ubiquitination and proteasome-mediated degradation of CDKN1B during G1 phase of the cell cycle.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	UBAC1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human UBAC1
<b>Full name:</b>	UBA domain containing 1
<b>Synonyms:</b>	KPC2; GBDR1; UBADC1
<b>SwissProt:</b>	Q9BSL1
<b>WB Predicted band size:</b>	45 KD
<b>WB Positive control:</b>	293T, HeLa, Jurkat, A549, K562, HT29 cell lysates



<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000
---------------------------------	----------