

## 小鼠抗 WDR92 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 WDR92 单克隆抗体

英文名称： Anti-WDR92 mouse monoclonal antibody

别名： WD repeat domain 92

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： WDR92

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a protein with two WD40 repeat domains thought to be involved in an apoptosis via activation of caspase-3. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2012]
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	WDR92
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human WDR92
<b>Full name:</b>	WD repeat domain 92
<b>SwissProt:</b>	Q96MX6
<b>WB Predicted band size:</b>	40 KD
<b>WB Positive control:</b>	MCF7, HeLa cell, Human kidney tissue lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers