

## 小鼠抗 ZNF583 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 ZNF583 单克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF583 mouse monoclonal antibody

别名： zinc finger protein 583

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： ZNF583

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May be involved in transcriptional regulation.
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	ZNF583
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human ZNF583
<b>Full name:</b>	zinc finger protein 583
<b>SwissProt:</b>	Q96ND8
<b>IHC positive control:</b>	Human kidney cancer and Human lung tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	200-500
<b>WB Predicted band size:</b>	66 KD
<b>WB Positive control:</b>	Jurkat cell lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000