

## SRPK3 抗原（重组蛋白）

中文名称： SRPK3 抗原（重组蛋白）

英文名称： SRPK3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： SRSF protein kinase 3; MSSK1; STK23; MSSK-1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 367 amino acids of human SRPK3

### 技术规格

<b>Full name:</b>	SRSF protein kinase 3
<b>Synonyms:</b>	MSSK1; STK23; MSSK-1
<b>Swissprot:</b>	Q9UPE1
<b>Gene Accession:</b>	BC117124
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a protein kinase similar to a protein kinase which is specific for the SR (serine/arginine-rich domain) family of splicing factors. A highly similar protein has been shown to play a role in muscle development in mice. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.