

TIGD5 抗原（重组蛋白）

中文名称： TIGD5 抗原（重组蛋白）

英文名称： TIGD5 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

别 名： tigger transposable element derived 5

相关类别： 抗原 储存 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 443-642 amino acids of human TIGD5

技术规格

Full name:	tigger transposable element derived 5
Swissprot:	Q53EQ6
Gene Accession:	BC032632
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene belongs to the tigger subfamily of the pogo superfamily of DNA-mediated transposons in humans. These proteins are related to DNA transposons found in fungi and nematodes, and more distantly to the Tc1 and mariner transposases. They are also very similar to the major mammalian centromere protein B. The exact function of this gene is not known.