

TINAGL1 抗原（重组蛋白）

中文名称： TINAGL1 抗原（重组蛋白）

英文名称： TINAGL1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tubulointerstitial nephritis antigen like 1; ARG1; LCN7; LIECG3; TINAGRP

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 250-467 amino acids of human TINAGL1

技术规格

Full name:	tubulointerstitial nephritis antigen like 1
Synonyms:	ARG1; LCN7; LIECG3; TINAGRP
Swissprot:	Q9GZM7
Gene Accession:	BC009048
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene is similar in sequence to tubulointerstitial nephritis antigen, a secreted glycoprotein that is recognized by antibodies in some types of immune-related tubulointerstitial nephritis. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers