

## TMPRSS5 抗原（重组蛋白）

中文名称： TMPRSS5 抗原（重组蛋白）

英文名称： TMPRSS5 Antigen (Recombinant Protein)

别名： transmembrane serine protease 5; SPINESIN

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 233-457 amino acids of human TMPRSS5

### 技术规格

<b>Full name:</b>	transmembrane serine protease 5
<b>Synonyms:</b>	SPINESIN
<b>Swissprot:</b>	Q9H3S3
<b>Gene Accession:</b>	BC121803
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a protein that belongs to the serine protease family. Serine proteases are known to be involved in many physiological and pathological processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.