

USP25 抗原（重组蛋白）

中文名称： USP25 抗原（重组蛋白）

英文名称： USP25 Antigen (Recombinant Protein)

别名： ubiquitin specific peptidase 25; USP21

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 856-1055 amino acids of human USP25

技术规格

Full name:	ubiquitin specific peptidase 25
Synonyms:	USP21
Swissprot:	Q9UHP3
Gene Accession:	BC015930
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Ubiquitin (MIM 191339) is a highly conserved 76-amino acid protein involved in regulation of intracellular protein breakdown, cell cycle regulation, and stress response. Ubiquitin is released from degraded proteins by disassembly of the polyubiquitin chains, which is mediated by ubiquitin-specific proteases (USPs), such as USP25 (Valero et al., 1999 [PubMed 10644437]).

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers