

VPS39 抗原（重组蛋白）

中文名称： VPS39 抗原（重组蛋白）

英文名称： VPS39 Antigen (Recombinant Protein)

别名： VPS39 subunit of HOPS complex; TLP; VAM6; hVam6p

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-200 amino acids of human VPS39

技术规格

Full name:	VPS39 subunit of HOPS complex
Synonyms:	TLP; VAM6; hVam6p
Swissprot:	Q96JC1
Gene Accession:	BC068559
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a protein that may promote clustering and fusion of late endosomes and lysosomes. The protein may also act as an adaptor protein that modulates the transforming growth factor-beta response by coupling the transforming growth factor-beta receptor complex to the Smad pathway. Alternative s

licing results in multiple transcript variants.