

甘油三酯（TG 酶法）测试盒

液体 100ml

产品简介：

甘油三酯（Triglyceride，缩写 TG）是 3 分子长链脂肪酸和甘油形成的脂肪分子。

甘油三酯是人体内含量最多的脂类，大部分组织均可以利用甘油三酯分解产物供给能量，同时肝脏、脂肪等组织还可以进行甘油三酯的合成，在脂肪组织中贮存。

产品优点：

- 1、**瓶间差：** $CV \leq 3\%$
- 2、**线性：** 0~9mmol/L 范围内， $r^2 > 0.995$ 。
- 3、**准确度：** 相对偏差 $\leq 10\%$
- 4、**精密度：** $CV \leq 3\%$ ，批间相对极差 $\leq 5\%$
- 5、**稳定性：** 原装试剂盒在 $2^\circ\text{C} \sim 10^\circ\text{C}$ 避光保存，有效期为 24 个月。工作液 $18^\circ\text{C} \sim 25^\circ\text{C}$ 可稳定 24H， $2^\circ\text{C} \sim 10^\circ\text{C}$ 可稳定 14 天。