

## 硼酸-硼砂缓冲液 (pH7.4-9.0) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

硼酸-硼砂缓冲液 (pH7.4-9.0) 由硼酸、硼砂 (又称四硼酸钠) 组成，即 0.2M 硼酸与 0.05M 硼砂按照不同比例混合，客户根据可选 pH7.4、7.6、7.8、8.0、8.2、8.4、8.6、8.8、9.0。

### 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
硼酸-硼砂缓冲液(pH7.4-9.0)	500ml	1份	12个月	RT

### 操作步骤 (仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作。

### 注意事项：

- 1、注意密闭保存，避免挥发。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

柠檬酸钠-EDTA 抗原修复液 (40×)
柠檬酸钠抗原修复液 (50×)
甘油 PBS 封片剂
甘油明胶封固液
真空负压抗原修复试剂盒
硼酸-硼砂缓冲液 (0.2mol/L, pH7.4-9.0)