

碳酸钾溶液 (1mol/L) 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

碳酸钾 (Potassium carbonate) 分子式为 K_2CO_3 ，分子量为 138.21，CAS 号为 584-08-7。碳酸钾溶液 (1mol/L) 主要由碳酸钾、去离子水组成，具有多种用途，是一种非常重要的辅助试剂。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

| 产品名称 | 规格 | 说明书 | 有效期 | 保存条件 |
|----------------|-------------|-----|-------|------|
| 碳酸钾溶液 (1mol/L) | 100ml/500ml | 1 份 | 12 个月 | RT |

操作步骤 (仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、 密闭保存，一旦开启尽快用完，因为其有效成分易挥发。
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

| |
|--------------------------|
| 碱性磷酸酶封闭液 (Levamisole 法) |
| 碱性磷酸酶封闭液 (乙酸法) |
| 碳酸盐缓冲液 (0.1mol/L, pH9.2) |
| 碳酸钾溶液 (1mol/L) |
| 糖浆封片剂 |
| 羟胺溶液 (1.5mol/L, pH8.0) |