

氯化钠溶液(5mol/L)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

氯化钠(Sodiumchloride)俗称食盐，分子量为 58.5，分子式为 NaCl，是多种科研试剂的基础成分，用途极为广泛；氯化钠溶液(5mol/L)由氯化钠、去离子水组成。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
氯化钠溶液(5mol/L)	500ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

SDS 溶液 (30%)
STE 缓冲液 (pH8.0)
TCA (10%w_v)
TCA (20%w_v)
TCA (5%w_v)
TCA (50%w_v)
TEA 溶液 (0.05mol_L)
TESCA 缓冲液 (pH7.4, 无菌)
TES 缓冲液 (10×, pH7.5)
TES 缓冲液 (1×, pH7.5)

