

乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

乙酸钠缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)是乙酸与乙酸钾按照不同比例混合而得，其乙酸根浓度为0.1mol/L，主要提供乙酸根，分析试剂，调节 pH 值，客户根据需要可选 pH3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.6。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书
乙酸钾缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)	500ml	4℃	1 份

操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、乙酸钠缓冲液(0.1mol/L,pH3.6-5.6)具有一定的腐蚀性，请小心操作。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

磷酸钾缓冲液 (0.2mol/L, pH5.8-8.0)
磷酸钾缓冲液 (0.5mol/L, pH5.8-8.0)
磷酸钾缓冲液 (1mol/L, pH5.8-8.0)
糖化血红蛋白溶血剂
胃蛋白酶合剂
草酸洗液 (10%)
葡萄糖溶液 (10%, 无菌)
葡萄糖溶液 (1mol/L, 无菌)
葡萄糖溶液 (20%, 无菌)
葡萄糖溶液 (50%, 无菌)