

## 山梨醇溶液(1.1mol/L,无菌)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

山梨醇(Sorbitol)又称山梨糖醇、己六醇、D-山梨醇等，是一种不挥发多元糖醇。CAS 号为 50-70-4，分子量为 182.17。用于日化行业作为保湿剂、防冻剂等；用于食品行业作为保鲜剂、甜味剂等；用于医药行业作为维生素 C 的生产原料等。Sorbitol solution 用于染色剂的衬染剂、分离细胞核等，经高压灭菌处理。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
山梨醇溶液(1.1mol/L,无菌)	100ml	RT	1 份	6 个月
Sorbitol solution(1.1mol/L,无菌)	100ml	RT	1 份	6 个月

### 操作步骤(仅供参考)：

1、根据实验具体要求操作。

### 注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

Ficoll+400 裂解液 (50%+w_v)
Ficoll+400 裂解液 (40%+w_v)
Ficoll+400 裂解液 (30%+w_v)
Ficoll+400 裂解液 (20%+w_v)
EB 缓冲液 (pH7.2)
4-香豆酸辅酶+A 连接酶(4CL)提取试剂