

# 早期心肌及脑梗死染色液（HBFP 法）说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 摘要

苏木精碱性复红-PA 染色法是显示缺氧早期心肌病变的病理诊断及实验研究，对判断心肌的早期病变是十分重要。染色结果为早期心肌病变呈鲜红色，正常心肌呈黄色，细胞核呈黑色。

## 产品介绍

苏木精碱性复红-PA 染色法是显示缺氧早期心肌病变的病理诊断及实验研究，对判断心肌的早期病变是十分重要。染色结果为早期心肌病变呈鲜红色，正常心肌呈黄色，细胞核呈黑色。主要由明矾苏木素染液，碱性复红染液，PA 液等组成。