

小鼠睾丸间质细胞
(TM3)

细胞介绍

TM3 细胞在 LH 作用下 cAMP 产量升高，但对促卵泡激素没有响应。对 LH 的响应持续时间与血清批次有关。在 LH 存在下，细胞可以代谢胆固醇。

细胞特性

- 1) 来源：小鼠，睾丸间质
- 2) 形态：上皮细胞样，贴壁生长
- 3) 含量： $>1\times10^6$ 个/mL
- 4) 污染：支原体、细菌、酵母和真菌检测为阴性
- 5) 规格：T25 瓶或者 1mL 冻存管包装

细胞接受后的处理：

1. 收到细胞后，请检查是否漏液，如果漏液，请拍照片发给我们。
2. 请先在显微镜下确认细胞生长状态，去掉封口膜并将 T25 瓶置于 37°C 培养约 2-3h
○
3. 弃去 T25 瓶中的培养基，添加 6ml 本公司附带的完全培养基。
4. 如果细胞长满（90%以上）请及时进行细胞传代，传代培养用 6ml 本公司附 带的完全培养基。
5. 接到细胞次日，请检查细胞是否污染，若发现污染或疑似污染，请及时与我 们取得联系。

细胞用途：仅供科研使用。

本公司的细胞培养操作规程，供参考

- 1) 培养基及培养冻存条件准备：
 1. 准备 DMEM/F12 培养基(DMEM/F12:GIBCO, 货号 10565-018)，92.5%;马血清，5%;优质胎牛血清，2.5%。
 2. 培养条件：气相：空气，95%;二氧化碳，5%。温度：37°C，培养箱湿度 为 70%-80%。
 3. 冻存液：90%血清，10%DMSO，现用现配。液氮储存。
- 2) 细胞处理：

复苏细胞：将含有 1mL 细胞悬液的冻存管迅速放入 37°C 水浴中（水面要低 于冻存管 盖部）摇晃解冻，移入事先准备好的含有 4mL 培养基的 15mL 离心 管中混合均 匀。在 1000RPM 条件下离心 4 分钟，弃去上清液，加入 1mL 培 养基后吹匀。然后 将所有细胞悬液移入含有 5ml 培养基的培养瓶中培养过夜。 第二天换液并检查细 胞密度。

细胞传代：如果细胞密度达 80%-90%，即可进行传代培养。

对于贴壁细胞，传代可参考以下方法：

弃去培养上清，用不含钙、镁离子的 PBS 润洗细胞 1-2 次。

加入 2mL 消化液 (0.25% Trypsin-0.53mMEDTA) 于培养瓶中，置于 37°C 培

养箱中消化 1-2 分钟，然后在显微镜下观察细胞消化情况，若细胞大部分变圆并脱落，迅速拿回操作台，轻敲几下培养瓶后加入 3mL 此细胞的 培养基终止消化。

轻轻吹打后吸出，移入 15mL 离心管中，在 1000RPM 条件下离心 4 分钟，弃去上清液，加入 1mL 培养液后吹匀。

移入到事先准备好的含有 5mL 培养基的 T-25 培养瓶中或含有 14mL 培养基的 T-75 培养瓶中培养。

细胞冻存：待细胞生长状态良好时，可进行细胞冻存。贴壁细胞冻存时，先要消化处理并进行细胞计数。消化方法按照细胞传代方法的 1-3 步骤进行，最后的重悬液使用血清。悬浮细胞直接计数后离心，用血清重悬浮，加 DMSO 至最终浓度为 10%。加入 DMSO 后迅速混匀，按每 1mL 的数量分配到冻存管 中。本公司按每个冻存管细胞数目大于 1×10^6 个细胞冻存。

注意事项：

收到细胞后，若发现干冰已挥发干净、冻存管瓶盖脱落、破损及细胞有污染，请立即与我们联系。

所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，必须在二级生物安全台内操作，并请注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。