

药品快筛检测箱

品牌： 酶联生物

包装： 套

用途： 药品快筛检测箱针对于药品安全监管部门对药品、化妆品、保健品等的现场快筛检测

产品详细介绍

药品快筛检测箱是与药品快筛试剂盒配合使用，试剂盒随筛查任务的不同可自由组合成单项品种筛查检测箱和多项品种筛查检测箱。便携式检测箱可重复使用，适合各级药检机构和执法部门现场筛查，满足现代药检“靶向抽样，目标检验”的药检新要求，以提高不合格药品检验的命中率。

功能特点：

- 1、操作简单：无需专用设备，体积小巧、携带方便、利于现场筛查。
- 2、快速检测：每种试剂盒 5 分钟内完成检测。
- 3、价格适宜：每个样品仅需花几元至十几元人民币。
- 4、专业平台：配有专用操作平台和齐全附件，使用方便。
- 5、自由组配：箱内试剂盒可随筛查任务不同自由组合。

6、实用性强：在全国二十多个省市打击健康产品中非法添加化学成分活动中推广应用。