

蜂蜜果糖葡萄糖快速检测盒

品牌： 酶联生物

规格： 50 份次

用途： 适用于各种蜂蜜中还原糖(果糖、葡萄糖)含量的现场快速检测。

其它： 有效期：一年

产品详细介绍

【简介】

蜂蜜是一种极好的食品和医疗保健品。纯正优质的新鲜蜂蜜是黏稠、透明或半透明的胶状液体，味甜，具有较浓郁的花的香味。蜂蜜掺假主要通过加水、加蔗糖、加淀粉等手段达到以次充好的目的。故蜂蜜中还原糖（主要指果糖和葡萄糖）的含量是评价蜂蜜质量优劣的主要参数。

【适用范围】 适用于各种蜂蜜中还原糖(果糖、葡萄糖)含量的现场快速检测。

【规格】 50 份次

【判定标准】 国标 GB 14963 中规定蜂蜜中果糖和葡萄糖含量应 $\geq 60\%$ 。

【贮存条件】 4~30℃ 阴凉干燥处保存。