

重金属铅速测盒

- 品牌：** 酶联生物
- 规格：** 100 次/盒
- 用途：** 食品中重金属的测定
- 其它：** 有效期：6 个月

产品详细介绍

食品中的铅是一种有毒金属，其主要来源于食品加工、包装、存放过程中的污染。过量摄入铅会发生中毒，可以引起贫血症、神经功能失调及肾损伤。国家对食品尤其是婴儿食品中铅的含量有严格限制，并建立了铅含量检测的国家标准方法，

即二硫脲比色法和原子吸收法。但二硫脲比色法操作复杂，选择性差，还需要用到剧毒试剂氰化钾及有机溶剂，难以被分析人员接受；原子吸收法样品处理困难，成本较高且受仪器限制，不适合于现场快速检测。因此，我们研制了重金属铅快速检测盒，适用于现场对皮蛋、蔬菜、水果等样品的快速检测。