

苯二氮卓类快筛试剂盒（胶体金）

品牌： 酶联生物

包装： 盒

用途： 本试剂盒适用于安神类中成药和保健食品的快速检测，丸剂可检测胶囊剂、片剂、散剂等固体剂型和口服液等液体剂型

产品详细介绍

快速检测安神镇静类中成药、保健食品及其他标示上述功能的健康产品非法添加劳拉西泮、奥沙西泮、地西泮、硝西泮、氯硝西泮、氯氮卓、艾司唑仑、三唑仑、阿普唑仑等成分。