



磁性氧化石墨烯粉末

中文名称： 磁性氧化石墨烯粉末

英文名称： Megnetic Graphene Oxide powder

货 号： ML1046

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 100 mg

参 数：

尺 寸： <5 μ m , Fe₃O₄

尺 寸： ~10 nm

保 质 期： 12 月密封干燥避光保存

性 质



外 观: 黑色粉末

饱和磁化强度: $M_s=67.9 \text{ emu/g}$, 采用振动样品磁强计测量

直径 (TEM): 氧化石墨烯 ($< 5 \mu\text{m}$) , Fe₃O₄ 纳米颗粒 ($\sim 10\text{nm}$)

成 分: GO-Fe₃O₄

应 用: 磁性氧化石墨烯由负载磁性 Fe₃O₄ 纳米颗粒的氧化石墨烯组成, 具有磁响应性、催化特性, 因此可用于进行生物分子的磁分离、作为模拟酶进行生物催化、环境污染处理、掺杂高分子等构建复合材料、构建纳米药物载体、发展生物传感与检测方法等。

其他信息: 常温干燥避光密封保存, 最大保存期限 12 个月。