

## 石墨烯导电浆料（水性）

中文名称： 石墨烯导电浆料（水性）

英文名称： Graphene electric aqueous slurry

货 号： ML1060

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 1kg

保 质 期： 6 月常温干燥避光

性 质

参 数

石墨烯微片： 5 wt%

石墨烯片径： 1-5  $\mu\text{m}$

**分散剂:** 0.5 wt%

**水:** 94.5 wt%

**应用:** 酶联生物最新推出石墨烯水性导电浆料，本产品为基于高导电薄层石墨烯微片水性导电浆料，可用于提升锂电、铅酸、超级电容电极材料的导电性和改善循环稳定性能，也可以用于水性导电、防静电、防腐、防水涂料。

**使用说明:** 本产品须贮存于干燥阴凉的环境中，远离高温火源或热源，避免阳光直接照射。产品在密闭条件下保质期为 6 个月，开盖后请尽量在三天内使用。若需继续保存，请尽快重新密封，累计保质期仍为 6 个月。长期放置会有产生少许沉淀，使用时应摇晃或搅拌均匀