

咪唑修饰的石墨烯量子点溶液

中文名称：咪唑修饰的石墨烯量子点溶液

英文名称：Imidazole-modified Graphene quantum dots solution

货号：ML1231

CAS号：7440-44-0

包装：100mL

参数

浓度：1mg/mL

溶剂：水

保质期：6月 4℃避光保存

性质

粒径分布: 6 ± 3 nm

发光特点: 发射波长随激发波长改变而改变, 主要发蓝光。

Zeta 电势分析: 约+20mV

荧光量子产率: $10 \pm 2\%$

溶 剂: 水

应 用: NA