

超高纯羧基化单壁碳纳米管（短）

中文名称： 超高纯羧基化单壁碳纳米管（短）

英文名称： High Purified Carboxylic SWCNTS

货 号： ML1266

CAS 号： 1333-86-4

包 装： 1g

参 数： 纯度大于 95% 直径 1-2 nm 长度 1-3 微米

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

直 径： 1-2 nm

纯 度： >95%

长度：1-3 μm

应用：NA

mbio 梅联生物
Good elisakit producers