

# 低纯羧基化单壁碳纳米管(长)1g 包装

中文名称： 低纯羧基化单壁碳纳米管(长)1g 包装

英文名称： Low purity carboxyl SWCNTs (long)

货 号： ML1276

CAS 号： 1333-86-4

包 装： 1 g

参 数： 纯度 60% 直径 1-2 nm 羧基含量 2.73wt%

保质期： 1 年常温干燥避光

性 质

直 径： 1-2 nm

纯 度： >60%

长度: 5-30 um

羧基含量: 2.73wt%

SSA: >407m<sup>2</sup>/g

Tap density: 0.14 g/cm<sup>3</sup>

True density: ~2.1 g/cm<sup>3</sup>

EC: >100s/cm

应用: NA