

碳纳米管海绵 ML1298

中文名称： 碳纳米管海绵 ML1298

英文名称： Carbon Nanotube sponges

货 号： ML1298

CAS 号： 7440-44-0

包 装： 1 片

参 数： L: 5 cm, W: 2 cm, H: 0.5 cm

保质期： 1 年常温干燥避光

性 质

碳管内径： 10-20 nm

碳管外径： 30-50 nm

孔隙率： 99%

常规密度： 10 mg/cm³

尺寸： L: 5 cm, W: 2 cm, H: 0.5 cm

应用： 该款海绵结构均匀、力学强度好、具有弹性、孔隙率高、密度低。可作为吸收水中化肥、农药和药品等污染物的净化剂，储能保温材料，催化剂载体及高效复合材料等。