

# 转移碳纳米管垂直阵列塑料基底

中文名称： 转移碳纳米管垂直阵列塑料基底

英文名称： Transfer Aligned arrays of carbon nanotube

货 号： ML1304

CAS 号： 308068-56-6

包 装： 单面 1cm\*1cm/单面 2cm\*2cm/双面 1cm\*1cm/双面 2cm\*2cm

保质期： 1年常温干燥避光

性 质

形 态： 黑色块状物

参 数

高 度： 300 - 1000 $\mu$ m

纯 度： >95%

密 度：  $\leq 0.3 \text{ g/cm}^3$

比表面积：  $\sim 20 \text{ m}^2/\text{g}$

电导率： 103 S/m

基 底： 塑料

备 注： 基底需要客户自己提供，基底具体信息需与我司沟通确认，高度随机，10片起订。

应 用： NA