

## 超大长径比银纳米线 L30

中文名称： 超大长径比银纳米线 L30

英文名称： Silver Nanowire-L30

货 号： ML1328

CAS 号： 7440-22-4

包 装： 500mg / 1g

保质期： 6 月常温干燥避光

性 质

形 态： 银灰色液体

参 数

直 径：  $30 \pm 5$  nm

长 度： 100-200  $\mu\text{m}$

浓 度： 20mg/ml

纯 度： 98 wt%

溶 剂： 水/乙醇/IPA

**备 注：** 银线中混杂着少量银颗粒，以目前分离手段无法完全去除。其中的银颗粒均为单质银，不影响产品使用，请放心购买。

**应 用：** 超大的长径比和极细的直径使银纳米线在透明电极、太阳能电池及各种导电器件应用方面有着不可比拟的优势，具有高透明性、高导电性和高耐弯折性等多重综合性能优势，作为新一代的银纳米线产品，具有巨大的应用潜力。