

铜纳米线 100-200nm

中文名称：铜纳米线 100-200nm

英文名称：Copper Nanowire100-200nm

货号：ML1338

CAS号：7440-50-8

包装：1g

参数

长度：0.8-6 μ m

浓度：10mg/ml

溶剂：水

保质期：1月 4℃冷藏

性 质

直 径： 100-200 纳米

长 度： 0.8-6 微米

溶 剂： 水

浓 度： 10mg/ml

应 用： NA

其他信息： 4℃冷藏密封保存，在未引入污染源的情况下最长保存期限为 1 个月。产品有沉底现象是正常的， 请使用前在稍大功率的超声波清洗器中振荡超声， 可辅以搅拌棒搅拌，建议现超现用。

由于反应机理及制备工艺的原因，铜纳米线体系中不可避免地存在少量颗粒，很难实现完全去除。