

油性金纳米笼

中文名称： 油性金纳米笼

英文名称： Oily Au nanocage

货 号： ML1383

CAS 号： 7440-57-5

包 装： 10ml

保质期： 6月 4℃冷藏避光

性 质

溶 剂： 二甲苯（溶剂可定制）

参 数

颗粒直径： 40、50、60、70、80、100 nm（可根据需要定制）

应 用

构建纳米药物载体，光热治疗

光声成像

表面增强拉曼成像

CT 成像

多模态纳米探针构建

多功能纳米载体构建

防伪材料

油性体系表面增强拉曼光谱检测

燃料电池

其他信息

包 装： 玻璃瓶

贮 藏： 密封 ， 4℃冰箱冷藏避光保存

有效期： 6 个月

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers